

TABELA DE COMBINAÇÃO DE CORES

Noritake

Super Porcelain EX-3

	A ₁		A ₂		A ₃		A _{3.5}		A ₄		B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	D ₂	D ₃	D ₄	NW ₀	NW _{0.5}	NP _{1.5}	NP _{2.5}		
Opaco Pasta	POA ₁ (A ₁ O)	PONA ₂	POA ₂ (A ₂ O)	PONA ₂	POA ₃ (A ₃ O)	PONA ₃	POA _{3.5} (A _{3.5} O)	PONA _{3.5}	POA ₄ (A ₄ O)	PONA ₄	POB ₁ (B ₁ O)	POB ₂ (B ₂ O)	POB ₃ (B ₃ O)	POB ₄ (B ₄ O)	POC ₁ (C ₁ O)	POC ₂ (C ₂ O)	POC ₃ (C ₃ O)	POC ₄ (C ₄ O)	POD ₂ (D ₂ O)	POD ₃ (D ₃ O)	POD ₄ (D ₄ O)	PONW ₀	PONW _{0.5}	PONP _{1.5}	PONP _{2.5}		
Margem	MA ₁		MA ₂		MA ₃		MA _{3.5}		MA ₄		MB ₁	MB ₂	MB ₃	MB ₄	MC ₂ +MDL (1+1)	MC ₂	MC ₃ +MDL (1+1)	MC ₄	MD ₃ +MDL (1+1)	MD ₃	MD ₄	MB ₁ +MDL (1+2)	MA ₁ +MDL (1+1)	MNP _{1.5}	MNP _{2.5}		
Dentina Opaca	OBA ₁		OBA ₂		OBA ₃		OBA _{3.5}		OBA ₄		OBB ₁	OBB ₂	OBB ₃	OBB ₄	OBC ₁	OBC ₂	OBC ₃	OBC ₄	OBD ₂	OBD ₃	OBD ₄			OBNP _{1.5}	OBNP _{2.5}		
Dentina	A ₁	NA ₁ B	A ₂ B	NA ₂ B	A ₃ B	NA ₃ B	A ₃ B	NA ₃ B	A ₄ B	NA ₄ B	B ₁ B	B ₂ B	B ₃ B	B ₄ B	C ₁ B	C ₂ B	C ₃ B	C ₄ B	D ₂ B	D ₃ B	D ₄ B	NW ₀ B	NW _{0.5} B	NP _{1.5} B	NP _{2.5} B		
Cervical	-		A ₂ B+CV-1 (2+1)		A ₃ B+CV-1 (1+1)		A _{3.5} +CV-1 (1+1)		CV-1		-		B ₃ B+CV-2 (2+1)	B ₃ B+CV-2 (1+1)	CV ₂	-		C ₂ B+C V-2 (2+1)	C ₃ B+CV-2 (1+1)	CV ₃	D ₂ B+CV-4 (2+1)	D ₃ B+CV-4 (1+1)	CV ₄	-	-	-	NP _{2.5} B+C V-1 (2+1)
Incisal	E ₂		E ₂		E ₃		E ₃		E ₃		E ₁	E ₂	E ₃	E ₃	E ₂	E ₃	E ₃	E ₃	E ₂	E ₃	E ₃	SILKY E ₂	SILKY E ₂	E ₂	E ₂		

CERABIEN

For Alumina Framework Restorations

CERABIEN

SHADE	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
SHADE BASE	SBA1	SBA2	SBA3	SBA3.5	SBA4	SBB1	SBB2	SBB3	SBB4	SBC1	SBC2	SBC3	SBC4	SBD2	SBD3	SBD4
Margem	MA1	MA2	MA3	MA3.5	MA4	MB1*	MB2	MB3	MB4	MC1*	MC2	MC3*	MC4	MD2	MD3	MD4
Dentina Opaca	OBA1	OBA2	OBA3	OBA3.5	OBA4	OBB1	OBB2	OBB3	OBB4	OBC1	OBC2	OBC3	OBC4	OBD2	OBD3	OBD4
Dentina	A1B	A2B	A3B	A3.5B	A4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B
Cervical	-	CV-1*2	CV-1*3	CV-1*3	CV-1	CV-2*2	CV-2*2	CV-2*3	CV-2	-	CV3*2	CV-3*3	CV-3	CV-4*2	CV-4*3	CV-4
Incisal	E2	E2	E3	E3	E3	E1	E2	E3	E3	E2	E3	E3	E3	E2	E3	E3

NW ₀	NW _{0.5}	NP _{1.5}	NP _{2.5}
SBNW ₀	SBNW _{0.5}	SBNP _{1.5}	SBNP _{2.5}
MNW ₀	MNW _{0.5}	MNP _{1.5}	MNP _{2.5}
-	-	OBNP _{1.5}	OBN _{2.5}
NW ₀ B	NW _{0.5} B	NP _{1.5} B	NP _{2.5} B
-	-	-	CV-1*2
E1	E1	E2	E2

* 1. Para atingir as cores B1, C1, C3, D2 use B2, C2, C4, D3 com pó diluidor (MDL). Na proporção de 1:1
 *2. Misture Dentina com Cervical na proporção de 2:1
 *3. Misture Dentina com Cervical na proporção de 1:1

Transparente	TX	To	T1	T2
--------------	----	----	----	----

Opalescente	LTo	LT1	TBlue	LT Natural	Creamy Enamel	Sun Bright	Incisal Aureola	Creamy White
-------------	-----	-----	-------	------------	---------------	------------	-----------------	--------------

Entre as porcelanas, o grau de transparência é como segue: TX> To> T1> T2

Margem	M Clear	M Orange	M Peach	MDL	MRP
--------	---------	----------	---------	-----	-----

Dentina Opaca	OB White	OB Orange	OB Pale Pink
---------------	----------	-----------	--------------

Add-on	AD-T	AD-B
--------	------	------

MRP é um pó de retoque da margem.
 MDL é um pó da diluição.

Modificador	White	Gray	Blue	Yellow	Ligth Orange	Orange	Brown	Pink	Dark Pink	Coral Pink	Mamelon-1	Mamelon-2	Ligth Tissue	Dark Tissue
-------------	-------	------	------	--------	--------------	--------	-------	------	-----------	------------	-----------	-----------	--------------	-------------

